


Agitateur orbital numérique - Standard (sans plateau)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1068,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Agitateur compact, orbital pour un poids maxi. d'agitation de 2,5 Kg

Ecran LCD avec vitesse et temps de fonctionnement. La vitesse, le minuteur et le mode d'agitation peuvent être visualisés simultanément.

Réglage électronique de la vitesse et du temps de fonctionnement.

Opération en continu ou définie par le minuteur.

Sortie RS232 pour contrôle de l'appareil par PC via son programme adapté StirPC-Software (programme gratuit sur demande).

Sans charbon : réduisant le bruit du moteur et permettant une meilleure durée de vie de ce dernier.

Alimentation 230 V-50 Hz

Puissance 30W

Mouvement d'agitation orbital, Diamètre orbital d'agitation 4 mm

Vitesse 100 à 800 rpm

Ecran LCD rétroéclairé

Minuteur 1 - 1199 mm

Type de fonctionnement minuté / en continu

Dimensions de l'appareil (L x l x h) 340 x 300 x 100 mm, Poids 8,1 Kg

Température d'utilisation 5 - 40 °C

Humidité relative max. 80 %

Un modèle pratique et économique en conformité avec les programmes STL.

Le Plateau d'Agitation Orbital (LAB 111133) est optionnel.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

