

Appareil de mesure de la force centrifuge



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 196,30 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce dispositif se compose d'un banc sur lequel se déplace un mobile à faibles frottements.

En faisant tourner le dispositif à l'aide de la machine de rotation ou d'un moteur, il est possible de lire la valeur de la force de rotation sur le dynamomètre placé au niveau de l'axe de rotation.

Pour aller plus loin l'équipement peut être utilisé avec un moteur indiquant la fréquence de rotation.

De la même manière le dynamomètre peut être remplacé par un capteur de force afin d'analyser les données graphiquement sur une de nos solutions d'acquisition...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.