

Armoire de sécurité Basse Ventilée pour Acides/ Bases à 2 Compartiments



Ce modèle ne conviennent pas pour les Solvants et autres produits Inflammables !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1370,70 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoire Basse à 2 Compartiments distincts "Acides/ Bases"

Dimensions extérieures : 670 x 1100 x 500 mm, poids 60 Kg

Dimensions intérieures : 570 x 1050 x 450 mm

Capacité de stockage 60 L (2 x 30 L)

Armoires ventilées à raccorder pour Acides/ Bases

- Armoires pour le Stockage Spécifi que "Acides / Bases"
- Pictogrammes normalisés
- Ventilation forcée intégrée

- Construction en Acier 15/10 ème.
- 1 Bac de rétention en PVC de capacité 25 Litres
- Porte à fermeture à clé
- 4 Pieds vérins réglables et substituables par 4 roulettes en option
- Orifices de Ventilation haut et bas à l'arrière avec sortie diamètre 100 mm pour raccordement vers l'extérieur.
- Sur le compartiment de droite :
Ventilateur électrique intégré de 220/240
Volts - 50 Hz - 40 W 0.19 A - 54 dB(A)
Débit 156 m3/h - Protection IP 44

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.