

## Armoire de sécurité Haute PVC Cellulaire pour Acides/ Bases 220 L



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 4128,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Armoires anticorrosion**

- Armoires pour le stockage de produits très corrosifs tels que les Acides et les Bases
- Construction en PVC Cellulaire
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée en option

**Armoire à 2 Compartiments distincts : "Acides / Bases"**

**Dimensions extérieures :**

1135 x 615 x 1850 mm

poids 120 Kg

Capacité de stockage 220 L

Portes Coulissantes

Construction en PVC Cellulaire

Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles

Ventilation centralisée en partie haute diamètre 100 mm

Etagères/bacs de rétention réglables totalement extractibles

Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles

Signalisation par Symboles normalisés ISO 3864

Portes à fermeture à clé.  
4 Pieds vérins de mise à niveau

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.