

Armoire à portes pliantes 1200 x 600 x 2000 mm



Etagères Mèlaminé

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1029,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les armoires à portes pliantes

Deux modèles sont proposés, l'un mono-porte (600 x 600 x 2000 mm), l'autre à deux portes pliantes (1200 x 600 x 2000 mm).

Les armoires de grand volume à Portes Pliantes sont bien adaptées aux laboratoires pour leur large espace de rangement et les nombreuses solutions d'aménagement intérieur. Les armoires Mobilab sont les seules à proposer une profondeur utile de 600 mm permettant de ranger les objets les plus encombrants (oscilloscopes , alimentations, verrerie, etc...). Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm ordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire. Une structure métallique robuste.

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise niveau supporte la parfaite assise de l'armoire.

Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur segmentant l'espace en 2 volumes identiques...

L'espace intérieur est équipé de 5 étagères réglables sur le modèle mono-porte.

Les Portes Pliantes glissent avec souplesse sur des rails réglables, libérant la presque totalité d'accès au volume de rangement.

Par ailleurs une fois ouvertes les portes dépassent à peine de 25 cm, empiétant faiblement sur les allées.

L'espace intérieur est équipé de 8 étagères réglables en plus de l'étagère centrale fixe sur le modèle double-portes.

Ces armoires sont équipées d'étagères en mélaminé de 19 mm

Nos réalisations : <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.