

Autolaveur de laboratoire Mièle - 1er prix



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 6277,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

C'est un modèle entrée de gamme pour la Verrerie peu sale qui ne nécessite pas de Désinfection.

Il bénéficie de la plus part des innovations de la Gamme, en particulier le Nouveau Bandeau de Commande et Poignée Ergonomique... Mais se limite à 3 Programmes de lavage.

Caractéristiques Techniques :

- Façade Inox
- Commande TouchControl
- Pompe de Circulation 500 l/min
- Température Maximum 65°C
- Cuve de dimensions utiles 500 x 500 x 535 mm
- Encombrement de l'appareil : 600 x 600 x 820 mm
- Raccordement courant triphasé commutable 220 V (à préciser à la commande)
- Chauffage 8.5 KW
- Doseur poudre dans la contre-porte, utilisation de détergent liquide via une possibilité de raccordement externe (optionnelle)
- Doseur porte pour produit de rinçage / agent neutralisant
- Adoucisseur monobloc

Appareil livré Vide, sans chariot, ni panier...

Vous devez choisir au moins 1 panier Haut et un panier bas dans la gamme commune présentée en produits complémentaires.

Solutions de lavage: Autolaveur de laboratoire Mièle - 1er prix

Information : Avant toute installation d'un autolaveur, fiche technique des attentes nécessaires (réalisation à votre charge) vous est adressée, à nous retourner complétée. Vous devez prévoir au minimum pour le modèle de base, une arrivée d'eau froide, une évacuation, une alimentation en 220V. Pour le fonctionnement optimal, une arrivée d'eau chaude est recommandée (et/ou alimentation 380V). Port et installation sur devis : merci de nous indiquer l'étage de livraison en précisant escalier ou ascenseur.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.