


Banc d'optique de précision en Oméga



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 523,15 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Un Profilé Rigide et Très Linéaire
Des Cavaliers pour Accessoires d'Optique Montés sur Tige 10 mm

Caractéristiques techniques

1 rail en aluminium en ? longueur 1950 mm (gradué sur 1600 mm)
1 source EcoLED pour objet Ø 40
4 cavaliers avec index et vis de serrage
3 porte lentilles ou diapositives (lentilles Ø 40) avec tige aluminium Ø10
4 clips à pince (dont 1 sur la source)
1 porte prisme avec tige d'aluminium Ø10
1 écran dépoli gradué 150 x150 mm sur tige aluminium Ø10
4 lentilles de verre Ø 40 F -100 / +125 / +250 / +500
8 jetons diaphragmes métalliques Ø 40

Avantages produit

Ensemble économique pour la plupart des expériences élémentaires d'optique.
Installation rapide.
Livré dans son tube de rangement et boîte d'accessoires.
Tous les composants peuvent être proposés séparément pour le réassortiment.

Exemples de TP réalisables

Etude de focométrie (mesure d'une distance focale).
Décomposition de la lumière avec un prisme.
Etude de la diffraction avec un laser.

POUR ALLER PLUS LOIN...

...nous vous conseillons de compléter ce banc de lentilles, miroirs, filtres polarisants et éventuellement une source de lumière laser...
[Laser TRIO rouge – OPTI 108015](#)
[Laser TRIO vert – OPTI 108016](#)
[Valise de diffraction – OPTI 115021](#)
[Etc...](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.