

## Banc d'optique Spécial 1450 cm



Banc d'optique - « Spécial 1450 » + nouvelle source LED pour travailler sur de courtes distances

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 483,84 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Le nouveau banc 1450 est doté d'une nouvelle source LED puissante vous permettant de travailler sur de courtes distances. Une paillasse de 1500 mm vous suffira pour travailler avec ce banc afin d'étudier la décomposition de la lumière avec un prisme, la diffraction avec un laser (en option) ainsi que la mesure d'une distance focale !

Grâce à sa mallette de rangement, les élèves pourront à la fin de chaque séance ranger les accessoires en toute sécurité.

### Caractéristiques :

- > 1 rail en aluminium en ? longueur 1450mm
- > 1 source LED 3W
- > 4 cavaliers avec index et vis de serrage
- > 3 porte lentille-diapo (Ø40) avec tige aluminium Ø10
- > 4 clips à pince (dont 1 sur la source)
- > 1 porte prisme avec tige aluminium Ø10
- > 1 écran blanc gradué 150x150 mm sur tige aluminium Ø10
- > 4 lentilles verre Ø 40 F -100 / +125 / +250 / +500
- > 8 jetons métalliques Ø 40
- > 1 valisette avec mousses de protection

### TP correspondants :

- Etude de la focométrie (mesure distance focale).
- Décomposition de la lumière avec un prisme.
- Etude de la diffraction avec un laser.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.