

Banc d'Optique Triangulaire de Très Grande Précision Articulé - Gamme TGP



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2350,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- Profilé conforme au Design Spindler et Hoyer à la Norme DIN 58110
- Un Large Choix de Cavaliers pour des Montages Optiques de Précision

Un Profilé Triangulaire de Très Grande Précision :

Le rail en Aluminium massif en forme de triangle est très rigide, stable et linéaire. Ce rail inspiré du design Spindler et Hoyer, respecte la Norme DIN 58110.

Grâce à sa hauteur de 56 mm et une répartition statique avantageuse du matériau, le profil est de 50% plus rigide en flexion qu'un profil à section pleine de hauteur 45 mm.

Profilé proposé en 4 longueurs : 500 mm, 1000 mm, 1500 mm et 2000 mm.

Autres dimensions sur devis

Mesures Précises : une échelle millimétrée inaltérable est fixée sur toute la longueur du banc.

Deux rainures en T en dessous du profilé sont équipées d'écrous (M6) pour la fixation des pieds ou de plaques de liaison.
Trois trous taraudés (M8) à chaque extrémité d'une section, permettent une fixation stable de l'articulation pivotante...

Le Banc Triangulaire Articulé - Gamme TGP HEN 900200 est composé de :

- Un profilé Triangulaire TGP de 1500 mm
- Un profilé Triangulaire TGP de 500 mm
- Un kit de pieds d'extrémité à double-vis calantes
- Un Pieds à 3 Points
- Une Articulation
- 4 cavaliers simples courts 90 / 36
- Un Cavalier Long 90 / 50

Les différents composants peuvent être commandés séparément pour composer le Banc qui vous convient le mieux...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.