

## Bobine Multi Spires



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 270,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce modèle de solénoïde sur socle permet de réaliser des mesures de champs magnétiques selon différents paramètres et de vérifier la formule du champ magnétique.

**Caractéristiques Techniques :**

2 enroulements Ø 50mm isolés sur le même support :

- E1 : Fil de cuivre Ø1mm émaillé, 200 spires relié aux 2 douilles noires
- E2 : Fil de cuivre Ø1mm étamé, 200 spires relié aux 2 douilles rouges.

Sorties intermédiaires douilles bleues 5, 10, 20, 30, 50, 70 et 100 spires

Support de sonde teslamétrique de section maxi 20x20mm

Intensité maximale : 7A

Alimentation : 6V (non fournie)

Douilles bananes de sécurité Ø 4 mm

Dimensions : 550 x 155 x 110 mm

Poids : 2,320 kg

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.