


Bras de levier gradué sur embase magnétique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 27,62 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Accessoire sur aimant pour étude de la mécanique statique.

Caractéristiques techniques

Pièce en métal blanc montée sur aimant Ø 45 mm

Graduation de 0 à 22 cm avec zéro central

22 trous Ø 4 mm

Longueur : 45 cm

Dimensions : 450 x 200 x 45 mm

Poids : 180 g.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.