

## Caisson sous Paillasse PVC Cellulaire pour Bases 30 L



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1638,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**Armoires anticorrosion**

- Armoires pour le stockage de produits très corrosifs tels que les Acides et les Bases
- Construction en PVC Cellulaire
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée en option

**Armoire Caisson sous Paillasse - "Acides" ou "Bases"**

**Dimensions extérieures :**

635 x 615 x 670 mm poids

30 Kg

Capacité de stockage 30 L

Porte Battante

Construction en PVC Cellulaire  
Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles  
Ventilation centralisée en partie haute diamètre 100 mm  
Etagères/bacs de rétention réglables totalement extractibles  
Portes Battantes ou coulissantes suivant les modèles  
Signalisation par Symboles normalisés ISO 3864  
Portes à fermeture à clé.  
4 Pieds vérins de mise à niveau

#### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.