

Calorimètre de Joule en Aluminium



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 173,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Il est constitué d'un double vase en aluminium recouvert d'un couvercle de Joule en Plexiglas. Celui-ci est muni d'un orifice pour le passage d'un thermomètre.

Deux résistances chauffantes de 2,5 Ohms montées sur le couvercle, permettent un chauffage rapide.

Fourni avec agitateur et thermomètre -10 / +110 °C.

Le couvercle de Joule peut être proposé séparément.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.