

Chaise appui-sur-table - Hêtre



Coloris de la structure selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 64,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Chaise Appui-sur-Table - Bois ST 133-T*

Assise et Dossier en multipli de hêtre feuilleté verni de 7 mm.

Structure en tube d'acier 25 mm.

Modèle Empilable

Hauteur T3 à T7 (340 mm à 520 mm de hauteur)

Peinture Epoxy - Coloris de la structure selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Coloris des Structures Métalliques

														
Grise	Anthrax	Vert Clair	Vert	Noir	Indigo	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Orange				
ref 1525	ref 1521	ref 1527	ref 1515			ref 1530	ref 1518	ref 1529	ref 1523	ref 1512				

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

