

Chaise appui-sur-table - Strati fié



Coloris de la structure selon palette RAL à choisir lors de la commande !

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 69,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit


Chaise Appui-sur-Table - Stratifié ST 433-T*

Assise et Dossier en multipli de **hêtre stratifié haute résistance de 8 mm. (Bleu, Bordeaux, Gris Clair) autres couleurs sur demande.**
Structure en tube d'acier 25 mm.

Modèle Empilable

Hauteur T3 à T7 (340 mm à 520 mm de hauteur)

Peinture Epoxy - Coloris de la structure selon palette RAL à choisir lors de la commande !



Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

