

Coffre Fort 430 x 395 x 610 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1303,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

LES COFFRES FORTS

Construction en double-paroi avec structure indéformable monobloc.

Ces armoires sont construites en matériaux ignifugés Norme DIN 4102.

Fixation au sol par 4 percements (2 dans le dos, 2 à la base)

Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.

Serrure à clés double pannetons.

Elles sont équipées de 2 étagères.

2 modèles de coffres sont proposés en 55 litres et 75 litres. Finition époxy Gris Clair ral 9006.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.