

Coffre à Poisons 12 Litres



Ce modèle ne convient pas pour les Solvants et autres produits Inflammables

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 204,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires ventilées à raccorder pour réactifs et toxiques

- Armoires pour le stockage des produits toxiques et des poisons
- Les modèles coffres peuvent être intégrés dans les grandes armoires
- Symboles normalisés conformes à la Norme ISO 3864
- Ventilation forcée intégré

Coffre pour Poisons 12 Litres

Dimensions extérieures :

380 x 470 x 205 mm poids 10 Kg

Capacité de stockage 12 L

Livré avec 2 étagères

Signalisation normalisée par symbole "Toxique" ISO 3864

Coffres verrouillables à clé

Les modèles coffres peuvent être suspendus (fixation prévue) ou intégrés à l'intérieur des armoires

Construction en Acier 10/10 ème - Epoxy Blanc RAL 9010

Armoires de sécurité actives par extraction: Coffre à Poisons 12 Litres

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.