


Dosseret Anti-projections le ml



Le mètre linéaire

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 255,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Dosserets Anti-projections

Le mètre linéaire

Paroi en verre sécurit trempé de 8 mm d'épaisseur, avec arêtes rabattues et angles arrondis.

Se fixe sur la structure métallique des tables Mobilab, à l'arrière d'une paillasse ou en sandwich entre 2 paillasses placées face à face.

Cette protection est particulièrement demandée dans les salles de chimie pour parer aux projections de produits ou de flammèches.

La Hauteur de ces parois est fixée en standard à 565 mm pour dépasser de 500 mm du plateau.

(Sur devis, les parois peuvent être équipées de découpes et passe-cables...)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.