

Déminéralisateur à cartouche AQUADEMAT



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 815,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce déminéralisateur à résine échangeuse d'ions est destiné à la production d'eau équivalente à de l'eau bi ou tridistillée conforme à la norme EuAB.

La production d'eau propre exempte de produits organiques et de bactéries est possible grâce à l'adjonction de filtres bactériologiques fournis en option.

L'épuisement de la cartouche est indiqué par son changement de couleur ou à l'aide d'un conductimètre.

L'appareil comprend 3 cartouches de filtration dont la deuxième fait fonction de filtre de sécurité et la troisième de cartouche de réserve.

Il est livré avec accessoires, dispositif de fixation, mode d'emploi et indicateur de couleur.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.