

Four micro-ondes 20 Litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 171,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- Un outil de stérilisation pratique (environ 10 minutes à 600 W)
- Grande capacité 20 litres
- Plateau tournant amovible
- Carrosserie et cuve en acier peinture époxy blanche. Porte transparente
- Puissance de chauffe 700 W
- Réglage temps et puissance en continu
- Dimensions : 270 x 520 x 330 mm, 17 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.