

Introduction à l'Utilisation de Tests ELISA



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 165,06 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les étudiants apprennent les principes de base de la méthode immuno-enzymatique ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) à l'aide de ce kit de détection précis et sensible basé sur des anticorps.

Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, antigènes, anticorps primaire et secondaire, co-substrat de peroxyde, peroxyde d'hydrogène, substrat ABTS, tampon phosphate salin, tubes, plaques et pipettes de transfert.

Pour 10 groupes de TP

Autres éléments nécessaires : eau distillée ou déionisée, incubateur à 37 °C, micropipettes automatiques avec pointes et verrerie de laboratoire.

Temps de réalisation : 45 minutes

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

