

Kit Rayonnage de 995 x 375 x 1700 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 407,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Kits Rayonnages

Structure portante en profilé aluminium à haute résistance et anodisé à 20 microns

4 niveaux, espace inter-niveaux : 395 mm

Clayettes : amovibles en polyéthylène, à haute résistance et certifié atoxique

Charge maxi par étagère : 240 kg

Les plus :

Ultra économique

Facile à installer

Facile à nettoyer

Supporte de lourdes charges

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.