




Laboratoire d'Electricité sur Platine



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 662,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ne cherchez plus vos équipements, tout est immédiatement disponible, facile à repérer et facile à ranger...

Les élèves calculent la valeur de la résistance du circuit en appliquant une tension et en mesurant la valeur du courant correspondante....puis les élèves réalisent le graphe...

Ce coffret contient tout ce qui est nécessaire à la découverte expérimentale des lois de l'électricité.

Le dispositif est conçu pour assembler facilement et rapidement les blocs qui constituent les différentes configurations de circuits.

Chaque module porte une sérigraphie décrivant son composant.

Les connecteurs de très grande qualité constituent d'excellents conducteurs de courants pour permettre des résultats précis.

De nombreux sujets de TP:

- Mesures de Tension et de Courant
- Lois d'Ohm
- Circuits en parallèle
- Circuits en série
- Loi de Kirchhoff
- Etude des condensateurs
- Charge et décharge d'un condensateur
- Condensateurs en série et en parallèle
- Etude des dipôles
- Sources de Tension
- Etude de l'Electro-aimant
- etc...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.