

Lave linge séchant de laboratoire



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce lave-linge séchant est doté d'un tambour structuré qui permet la formation d'un coussin d'eau protecteur, sur lequel le linge glisse délicatement.

3 en 1 cet appareil permet de laver, secher et même defroisser avec fonction vapeur.

Moteur induction pour le silence et la performance.

Capacité de lavage : 8 kg.

Capacité de séchage 6 kg.

Volume du tambour : 66 l.

Vitesse d'essorage : 1400 tr/min

Niveau sonore en essorage : 75 dB.

Type d'ouverture : par devant.

Qualité de lavage : A.

Dimensions : 850 x 600 x 605 mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

