

Lave mains à commande fémorale 460 x 380 x 524 mm 9 Kg



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 427,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Lave-mains à commande fémorale cuve rectangulaire

Cuve emboutie - Forme rectangulaire - Lave avant bras

Avec dossier incliné à 30°, flexible de liaison, siphon, bec col de cygne, raccord EC/EF en 1/2"

Clapet anti-retour

Prémélangeur eau chaude / froide

Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min

Faible consommation d'eau, faites rimer écologie avec économies !

Les plus :

Ergonomie : Panneau fémoral adapté à toute taille d'utilisateur

Hygiène : Dossier incliné à 30°, pas de rétention liquide

Sécurité : Adapté à la norme HQE (Haute Qualité Environnementale) avec tempo stop agréé SRIPS

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

