Lave-verrerie économique - modèle ménager



Note: Pas noté Prix

Prix ??TTC : 506,25 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

La solution économique de lavage de la verrerie de laboratoire, qui n'en est pas moins efficace... N'attendez plus...il fait la vaisselle à votre place !

- Lave-vaisselle en pose libre
- Capacité de 12 couverts
- Technologie : Water sensor
- 2 paniers Panier supérieur réglable en hauteur
- 5 programmes de lavage
- Démarrage différé 24h
- Niveau sonore de 47 db
- Classe énergétique : A+

Dimensions: 850 x 600 x 625 mm

Masse : 42,6 kg Lavage: 11 litres Niveau sonore : 47 dB

Alimentation électrique : 220-240 V - 10A

1 / 2

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2