

## Les plonges



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 933,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Largeur 700 mm ou 600 mm  
Dessus : inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement  
Bords droits tombés de 40 mm  
Angles droits  
Egouttoir : cannelé  
Livrée avec bonde et tube surverse simple  
Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)  
Dossier plat (ht 100 x l. 20 mm) arrière non fermé  
Bandeau tout inox

**Cuve de :**

- 500 x 500 x 300 pour Tables en 700 mm
- 500 x 400 x 300 pour Tables en 600 mm

Etagère basse en option type ETG  
Coins soudés  
Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm démontables  
Vérins ABS réglables sur 30 mm

**Les plus :**

Montage des pieds sans outil par emboîtement dans les bandeaux inox - Système breveté  
Livraison démontée  
Etagères basses en inox AISI 304L 15/10ème (en option)

**A préciser lors de la commande : égouttoir à Droite ou à Gauche**

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.