

Maquette d'Etude d'un Amplificateur Audio



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 120,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Maquette expérimentale simple d'utilisation ; on peut voir le signal à l'oscilloscope (en se connectant sur la sortie CRO). L'unité fonctionne sur alimentation externe 9 V.

Le microphone est connecté à l'entrée audio du module, un signal amplifié est récupéré en sortie du haut parleur (intégré) et un signal amplifié peut être observé à l'oscilloscope ou tout autre appareil capable de visualiser un signal audio (voir notre rubrique « Solution ExAO »).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.