

Maquette d'Etude d'un Amplificateur Opérationnel



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 120,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Maquette d'Etude d'un Amplificateur Opérationnel

Cette maquette est idéale pour réaliser une multitude d'expériences sur les amplificateurs opérationnels (AOP) : montages «sommateur», «soustracteur», «intégrateur», «différentiel».

Tension et 3 résistances réglables par potentiomètre

Nécessite une alimentation symétrique DC +/- 15 V.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.