

Modèle de Neurone



Modèle agrandi de neurone humain. Dimensions du neurone : 14.5 x 4 x 2 cm

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 147,46 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

L'axone montre une gaine de myéline saine et trois exemples de gaines de myéline affectées par la sclérose en plaques.
Le neurone peut être séparé de son support pour une observation détaillée.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.