

## Moteur Générateur Universel



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 58,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Moteur Générateur Universel - SF 202500

Ce moteur s'utilise indifféremment comme moteur ou comme générateur.

Il s'alimente sous 0 à 12 V DC, sa vitesse de rotation est variable de 0 à 4800 tr/min.

Il est équipé d'une poulie à double gorge solidaire d'un axe de 10 mm de diamètre pour être fixé sur n'importe quel support de laboratoire. En tant que générateur, la rotation de l'axe engendre une tension proportionnelle à la vitesse de rotation.

Un jeu de courroies de 240, 289 ou 789 mm en caoutchouc (4 de chaque) est proposé sous la référence SF 203700 .

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.