

Multimètre Automatique 4000 pts



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 56,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

4000 points. LCD 3 1/2 digits, 21 mm

Réglage manuel

Gammes: DCV, ACV, DCA, ACA, OHM,

Test de Diode, Test de Transistor, Test de Continuité et Capacimètre.

Protection: fusibles sur cal. 500 mA/10 A

Norme CE et IEC 1010-1 cat II 500V

DCV: 326m-3.26-32.6-326-1000V (0.5%+1dgt)

ACV: 3.26-32.6-326-750V (0.8%+3dgt)

DCA: 326?-3260?-32.6m-326m-10A (0.8%+1dgt)

ACA: 326?-3260?-32.6m-326m-10A (1.5%+3dgt)

R: 326Ohms-32.6MOhms (0.8%+1dgt)

C: 326nF-32.6uF (2.5%+3dgt)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.