

Objectif Achromatique pour Laser



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 54,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

OBJECTIFS POUR LASERS 10X ACHROMATIQUE N.A 0.25 OP 2786

Les objectifs sont utilisés pour étendre le faisceau laser. Ce qui est particulièrement utile pour les TP d'holographie et les expériences d'optique où un faisceau élargi est nécessaire.

Les objectifs sont livrés avec un adaptateur vissant.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.