

pH-mètre portable



Testeur de pH portable avec compensation automatique ou manuelle de température.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 460,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Gamme : 0,00 – 14,00 pH et ± 1000 mV (redox). Connecteur standard BNC pour électrode de pH ou redox. Autocalibrage en 3 points (pH 4,01, 7,00 et 10,01).

Livré avec mallette de transport, housse en caoutchouc, solution tampon (pH 4,01 et 7,00), électrode d'usage général avec câble BNC fixe et sonde CAT.

Garantie 3 ans.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.