

pH-mètre stylo pour tubes



Étanche IP65
Mesure ponctuelle et contrôle rapide du pH

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 85,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Étalonnage en 3 points, automatique et extrêmement facile : gain de temps !
Détection de valeurs de pH compensées en température (ATC)
Format de poche pratique pour applications mobiles, sur le terrain ou en laboratoire.
Longue électrode pH adaptée aux mesures dans des récipients de faible diamètre.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.