

Polarimètre Simplifié



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 212,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce polarimètre compact et économique est destiné à mesurer la concentration d'une solution inconnue grâce à la notion de pouvoir rotatoire des molécules... sachant que le pouvoir rotatoire d'une molécule est proportionnel à la concentration.

L'élève réalise une droite d'étalonnage à partir de concentrations connues. La droite d'étalonnage correspond à la variation de l'angle d'extinction en fonction de la concentration de la solution connue.

Puis à partir de cette droite, il peut déterminer la concentration de la solution inconnue...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.