


## Rangement mobile 4 colonnes H = 700 mm (vide)



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 463,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Meuble rangement Gratnell's mobile quatre colonnes**

L = 1400 x p = 470 x H = 700

**2 coloris au choix : hêtre ou gris clair**

## Meubles rangetout à bacs tiroirs: Rangetout mobile 4 colonnes H = 700 mm (vide)

---

- Ranger, classer, repérer...
- Une infinité de solutions de rangement : caisson fixes, caissons mobiles à 1, 2 ou 3 colonnes, armoires ouvertes ou fermées
- Concevez votre meuble selon vos besoins

Caisson en mélaminé de 19 mm gris clair ou hêtre naturel avec chants PVC rigides  
Les parois sont équipées de glissières en PVC rigide sur lesquels coulissent les bacs  
Les glissières sont prémontées pour permettre toutes les combinaisons de bacs

**Les Meubles Rangetout sont livrés vides à équiper de bacs F1, F2 ou F3, en fonction de vos besoins...**

Les Modèles de Hauteur 700 mm sont équipés de 6 niveaux de glissières, chaque colonne peut être équipée de 6 Bacs F1 ou de 3 Bacs F2 ou de toutes les combinaisons possibles de bacs F1, F2, F3 de la gamme...

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.