

Sonomètre Numérique de TP



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 164,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Sonomètre digital, robuste et compact.
Meilleur rapport qualité/ prix.
Ecran LCD 3 1/2 digits de 17mm.
Gammes de mesure de 35 à 130 dB
Précision : $\pm 3,5$ dB (94 dB/ 1 kHz)
Résolution : 0,1dB
2 temps d'intégration : lent et rapide
Plage "low" (lent) : 35 à 100 dB, Sortie 38 mV/dB, 100 Ohms
Plage "Fast" (rapide) : 65 à 130 dB, Sortie 8,3 mV/dB, 100 Ohms
Fréquence de mesure 31,5 à 8000 Hz.
Sortie analogique DC 10 mV/dB, 100 Ohms.
Fonctionne sur pile 9 V (non incluse)
dimensions 253 x 63 x 30mm 250 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.