

## Spectroscopie de Bunsen-Kirchhoff



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1437,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Cet instrument est destiné à l'enseignement, pour l'observation et la mesure des spectres d'absorption et d'émission.

**Il est constitué de :**

- Une fente réglable,
- Un condenseur,
- Un prisme en Flint: arête 30 mm indice de réfraction 1,620, dispersion moyenne ( $n_f - n_c = 0,017$ ), pouvoir de résolution  $I/DI = 3000$
- Une lunette avec Oculaire 16x interchangeable et réticule
- Un objectif  $f = 160\text{mm}$  et diamètre 17mm.
- Hauteur totale 32 cm, poids 4,6 Kg.

Il est livré avec une chape amovible pour le prisme.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.