

Stéréomicroscope EduBlue EU 7010, 10x - 20x - 40x - Eclairages à LED Incident et Transmis, sur Statif à Crémaillère



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 319,20 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Eclairages à LED incident et transmis, sur statif à crémaillère

Modèle sur Statif à Crémaillère.

Triple grossissement (1x -2x- 4x) qui peut être sélectionné en tournant la Tourelle portes objectifs.

Distance de travail 50mm.

Compensation dioptrique réglable sur le tube porte oculaire gauche.

Eclairages Incident et Transmis à LED 1W, sur batterie rechargeable par transformateur externe inclus.

Les microscopes stéréoscopiques de la série EduBlue sont disponibles avec :

- Objectifs à grossissements Double 1x/3x, 2x/4x ou Triple 1x/2x/3x, 1x/2x/4x montés sur tourelle rotative
 - Statifs ergonomiques dotés d'une crémaillère ou muni d'une colonne
 - Les éclairages par incidence et diascopique à LED ajustables en Intensité, peuvent être utilisés séparément ou simultanément.
 - Statif avec batteries (1.800 mAh) rechargeables, livré avec chargeur AC/DC
 - Paire d'oculaires grand champ WF10x/20mm, sécurisés avec une vis et livrés avec oeillets
 - Tête Binoculaire avec tubes inclinés à 45° et réglage de la dioptrie sur le tube gauche et de la distance interpupillaire de 55 à 75 mm
 - Statif en métal et large platine à deux valets.
 - Deux commandes situées de chaque côté du statif pour les réglages macrométriques.
 - Livrés avec porte objet noir/blanc et transparent.
 - Equipé avec des batteries internes de 1.800 mAh et adaptateur secteur AC/DC
 - Livrés dans un emballage de polystyrène et avec housse de protection et notice d'utilisation
- Avec les oculaires optionnels WF 5x/22, WF 15x/12 et WF 20x/10 vous pouvez atteindre des grossissements de 10 à 80x

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.