## Stroboscope Tachymètre Digital



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 359,10 €

Poser une question sur ce produit

## Description du produit

C'est un instrument de grande précision à microprocesseur. Afficheur digital à 4 digits de 8 mm.
Plage d'utilisation de 100 à 10000 flashs par minute.
Changement d'échelle automatique.
Précision +/- 1 digit au dessous de 5000 RPM, +/-0.5 % au delà. Affichage en FPM ou RPM (flash ou tour par minute).
Vitesse d'échantillonnage 1 seconde.
Alimentation secteur 220 v - 50 Hz
Dimensions 210 x 120 x 120 mm.

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

1 / 1