

Sèche-linge de laboratoire à condensation



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 672,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Séchoir par condensation mécanique.
Capacité jusqu'à 6 Kg.
Tambour inox insensible à la corrosion.
Rotation alternée pour un séchage rapide et uniforme.
Consommation 4,37 kW/h pour une durée de cycle de 125 mm (6 Kg coton).
Bac de condensation de 3 Litres.
Alimentation 220 V 50 Hz, puissance 2400 W
Dimensions extérieures : 600 x 580 x 850 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.