

Tabouret réglable par vis



Peinture Epoxy - Coloris Blanc

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 100,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Tabouret Réglable

Assise ronde galbée en multipli de hêtre feuilleté verni 22 mm.

Modèle très stable à 4 pieds.

Assise réglable de 480 à 600 mm de hauteur.

Structure en tube d'acier 25 mm avec barre repose pieds anti-écartement.

Peinture Epoxy - Coloris Blanc

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.