

Valise de Diffraction



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 121,16 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Valise de Diffraction

(5 réseaux, 6 diaphragmes diapo.)

Valisette contenant 10 diapositives 50 x 50 mm

Composition :

- 140 traits / mm - DO115003
 - 530 traits / mm - DO115002
 - 600 traits / mm - DO115005
 - 1000 traits / mm - DO115006
 - Triple fente de Young – DO115017
 - Diapositive fentes doubles – DO115014
 - Diapositive 4 trous de diffraction – DO115015
 - Diapositive filtre polarisant – DO111009
 - Diapositive 7 fentes 7 traits – DO115022
 - Diapositive hologramme – DO115026
- Dimensions valisette: 240 x 200 x 45 mm
Poids : 240 g

Exemples de TP correspondants

- Diffraction de la lumière.
- Interférences.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.