

Agitateur magnétique 20 L - Analogique



Note : Pas noté

Prix

351,00 €

Prix ??TTC : 351,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Agitateur magnétique chauffant pour gros Volumes, jusqu'à 20 Litres.

Capacité d'agitation 20 Litres maximum.

Vitesse réglable de 0 à 1500 rpm.

Châssis résistant à la majeure partie des produits chimiques.

Plaque chauffante céramique.

Réglage de température jusqu'à 340°C.

Puissance thermique 530 W.

Arrêt automatique quand la température réelle dépasse 350°C

Moteur avec contrôle de charge pour une uniformité de la vitesse de rotation.

Pour récipients de dimensions 135 mm de diamètre maximum et barreaux de 30 à 80 mm de longueur.

Inclus 1 barreau PTFE.

Alimentation 230 V-50 Hz

Dimensions 160 x 280 x 85 mm.

Garantie 2 ans.