

Alimentation double de laboratoire 2 x 0-30V / 0 - 5A



Note : Pas noté

Prix

410,63 €

Prix ??TTC : 410,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Alimentation double de laboratoire 2 x 0-30V / 0 - 5A

Tension de sortie : 0 -30V DC (réglable).

Courant de sortie 0 - 5A DC (réglable)

Ondulation et bruit : CV < ou = 0,5 mV (rms) et CC < 3mA (rms).

Protection par limitation du courant.

Affichage LED de 3 digits pour la tension et le courant.

Précision :

Volts : +/- 1%+ 2dig

Ampères : +/- 2%+2dig.

Tension d'alimentation : 110 VAC+/- 10% - 220VAC +/-10% - 50/60 Hz+/-2Hz (commutable).

Dimensions : 360 x 265 x 165 mm.

Masse 10 kg.