

## Capteur ions Potassium

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 345,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ensemble composé d'une électrode sensible aux Ions potassium et d'un boîtier adaptateur.  
Electrode ionique pré-remplie de gel Permafil avec chambre de référence scellée (non remplissable). Aucune solution de remplissage n'est nécessaire.

**Caractéristiques :**

Gamme de concentration : 1 M à  $7 \times 10^{-6}$  M ou 90,04 ppm à 39000 ppm

Résolution (12 bits) : 0,15 mV

Gamme de pH : 2 à 12 pH

Température de fonctionnement : 0 à 40°C

Taille de l'échantillon minimum : 3 ml dans un bécher de 50 ml

Reproductibilité :  $\pm 2\%$

Taux d'échantillonnage : 10 échantillons par seconde

Résistance de l'électrode : 10 à 20 MO

Les ions gênants :  $CS^+$ ,  $Nh_4$ ,  $Ti^+$ ,  $H^+$ ,  $Ag^+$ ,  $Tris^+$ ,  $Na^+$

\*électrode proposée séparément