


Capteur température PT 100 (-200 à +400°C)



Note : Pas noté

Prix

180,00 €

Prix ??TTC : 180,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce capteur de température PT 100 est un thermomètre à résistance de platine (PRT). Il offre une grande précision sur une large gamme de mesures (de -200 à 400 °C).

Utilisation :

Il est idéalement adapté pour une prise de mesures dans l'eau ou dans une solution chimique.

Il peut être également utilisé comme un thermomètre.

Caractéristiques :

- Gammes : -200 à 400°C ; -328 à 752°F ; 73,15 à 673,15 K