


Diagnostic du Cholestérol par Tests Génétiques



Note : Pas noté

Prix

121,04 €

Prix ??TTC : 121,04 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Des tests génétiques peuvent être utilisés pour identifier les personnes ayant une disposition génétique à présenter un taux élevé de cholestérol, susceptible d'être mortel.

Les étudiants peuvent voir comment le test génétique est effectué, et approfondir leurs connaissances sur l'électrophorèse d'ADN.

Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN Readyto-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, colorant pour ADN InstaStain®, pipette compte-gouttes étalonnée 1 ml, cylindre gradué 100 ml et pipettes de transfert à micropointes.

Pour 8 Gels

Autres équipements nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipettes (volume réglable 5 à 50 ?l ou volume fixe 40 ?l) avec pointes, et Illuminateur en Lumière Blanche recommandé.

Temps de réalisation : 45 minutes.