


## Oscilloscope numérique 2 voies - Écran LCD TFT couleur 7'' (résolution 480 x 240)



Note : Pas noté

**Prix**

757,13 €

Prix ??TTC : 757,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Affichage normal ou persistant

Commandes de face avant traditionnelles (boutons rotatifs)

10 langues sélectionnables par menu (Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand,...)

Vitesse d'échantillonnage maximum jusqu'à 1 G $\dot{e}$ /s en monocoup

Vitesse d'échantillonnage maximum jusqu'à 25G $\dot{e}$ /s pour les signaux périodiques

Profondeur mémoire d'acquisition maximum 16k points ou 1M points par voie

Sensibilité verticale de 2mV/div. à 10V/div.

### 32 mesures automatiques simultanées

Mesures par curseurs manuels

· ANALYSEUR FFT « temps réel »

Affichage simultané trace + FFT

· Communication : USB host et device (PC, Imprimantes Pictbridge, clef USB)

· Sécurité selon IEC61010-1